

**PROMINENT, spol. s r. o.**

P.O.Box 8, Komenského nám.338, 767 01 Kroměříž, tel: 573 337 170, 573 342 112, fax: 573 342 453  
Technické zastoupení: 679 76 Drnovice 283, mobil: 602 507 010

## Nový X-RAY FISCHERSCOPE® XAN®500



Skupina HELMUT FISCHER GROUP oficiálně uvedla do provozu nový ruční přístroj X-RAY **FISCHERSCOPE®XAN®500**. Jedná se o X-RAY mobilní přístroj s měřícím principem rtg. fluorescence určený pro rychlé a nedestruktivní měření tloušťek vrstev a analýzu materiálů

Položka –č.	Popis zboží	Původní cena
605-826	FISCHERSCOPE X-RAY XAN 500 jednorázová operace	28.500 €
605-827	FISCHERSCOPE X-RAY XAN 500 dvouruční provoz	28.500 €
605-830	Tablet 10 Zoll-XAN 500 němčina	900 €
605-861	Tablet 10 Zoll-XAN 500 angličtina	900 €
605-831	Sada nabíjecích jednotek XAN 500	390 €

### Popis

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®500 je mobilní a univerzálně použitelný rtg. fluorescenční měřicí přístroj. Je vhodný zejména pro měření tloušťek povlaků a analýzu materiálů. Přístroj je velmi vhodný pro měření prakticky ve všech průmyslových odvětvích, zejména pak v automobilním, elektrotechnickém či leteckém průmyslu a to zejména pro zabezpečení kvality, mezioperačních kontrol a řízení procesů. Díky malým rozměrům přístroje jej můžeme použít i pro měření na poměrně složitých geometrických tvarech.

Bankovní spojení: KB Kroměříž, číslo účtu 417347-691/0100(CZK); 8336100247/0100(EUR)

IČO: 18188788


DIČ: CZ18188788

e-mail: [prominent@prominent-km.cz](mailto:prominent@prominent-km.cz)

web: <http://www.prominent-km.cz>

Zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 2655





**PROMINENT, spol. s r. o.**

P.O.Box 8, Komenského nám.338, 767 01 Kroměříž, tel: 573 337 170, 573 342 112, fax: 573 342 453  
Technické zastoupení: 679 76 Drnovice 283, mobil: 602 507 010

---

## **Hlavní znaky a výhody zákazníků systémů s novým X-RAY XAN 500**

- Mobilní rentgenové fluorescenční zařízení
- Optimalizováno pro měření tloušťky vrstvy a analýzu slitin
- Ochranu naklápění pro měření jednou rukou
- Měřicí box a tablet s programem WinFTM

### **Přínos pro zákazníka**

- Jedno zařízení - tři aplikační oblasti: mobilní, stacionární a inline
- Integrovaný do řídicího systému výrobní linky, XAN 500 provádí 100% monitorování
- Přesné měření tloušťky vrstvy (např. Zn, ZnNi, Ag, Au)
- Měření objemných součástí s vysokou opakovatelností
- Umístěný do měřicího boxu se přístroj XAN®500 změnil na plnohodnotný přístroj na stolní desku

### **Doba dodání**

Nový X-RAY FISCHERSCOPE® XAN®500 lze objednat okamžitě.

Standardní dodací lhůta bude osm týdnů po zadání objednávky.

Nový technický list (Data sheet) si vyžádejte případně u autorizovaného prodejce

---

Bankovní spojení: KB Kroměříž, číslo účtu 417347-691/0100(CZK); 8336100247/0100(EUR)

IČO: 18188788

DIČ: CZ18188788

e-mail: [prominent@prominent-km.cz](mailto:prominent@prominent-km.cz)

web: <http://www.prominent-km.cz>

Zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 2655

